

Bindeanleitungen: CDC-Muster

Bilder: Markus Hartl
Fliegen: Andreas Lennig

08.02.03



CDC-Stillborn



Trockenfliegenhaken Gr. 14-20
Bindefaden: je nach Muster
Körper: verdrehte CDC-Feder,
am Hakenbogen mit der Spitze
eingebunden
Flügel: Bündel CDC-Fiebern
oder kleine CDC-Federn
komplett

CDC-Sedge



Trockenfliegenhaken Gr. 14-20
Bindefaden: je nach Muster
Körper: verdrehte CDC-Feder,
am Hakenbogen mit der Spitze
eingebunden
Flügel: Bündel CDC-Fiebern
oder kleine CDC-Federn
komplett

CDC-Emerger



Trockenfliegenhaken Gr. 14-18
Bindefaden: je nach Muster
Schwanz: Fasanenstossfiebern
Körper: Bisamdubbing auf 2/3
der Schenkellänge vom
Hakenbogen
Flügel: 2 längliche CDC-Federn
ca. 1/3 der Schenkellänge vor
dem Ohr mit der Spitze
festlegen, Brust dubben und die
CDC-Federn nach vorn biegen
und hinter dem Ohr abbinden.

Siehe auch: „Greenhagh & Ovenden: „Das komplette Handbuch Fliegenfischen & -binden“.