

## Bindeanleitungen: CDC- Emerger (Auskriecher)



Foto: Markus Hartl  
Fliege: Markus Hartl



Haken: Mustad Curved  
Nymph/Dry  
Ref.80050 Br Gr.10  
Bindefaden: braun  
Schwanz: CDC- braun  
Körper: Bindefaden braun  
Rippung: Bindefaden weiß  
Flügel: CDC braun  
„Loop Wing- Technik“  
Thorax: Irisédub braun

Bindefaden festlegen und bis zum Hakenbogen hin gleichmäßig winden, dabei im letzten drittel den Rippungsfaden gleich mit einbinden.

Zwei braune CDC-Federn werden mit der Krümmung nach außen hin als Schwänzchen eingebunden.

Gerippt wird jetzt mit dem weißen Bindefadenfaden.

Jetzt werden zwei braune CDC-Flügelfedern eingebunden.

Danach wird der Thorax aus Irisédub (braun) geformt die CDC- Federn werden nun über dem Thorax in „ Loop Wing-Technik „ direkt hinter dem Hakenöhr eingebunden.

**Bindetipp:** Mit Klettbürste Thorax auskämmen.

Der CDC- Emerger (schlüpfende Eintagsfliege) kann wie seine natürlichen Vorbilder in ruhigen bis stark strömenden Gewässerabschnitten gefischt werden.

Die zwischen den Bürzelfibern eingeschlossene Luft verleiht dem Muster ein ausgezeichnetes Schwimmvermögen. Deshalb kann man ihn ohne Probleme selbst im schnellen Wasser fischen.

In ruhigen Strömungen empfiehlt es sich, das Muster tief im Film anzubieten.

Man kann es auch ohne weiteres unter Wasser ziehen und als Aufsteiger fischen, der die Oberflächenspannung gerade durchbricht.

Die eingeschlossene Luft hält den CDC-Emerger sicher im Wasserspiegel fest.